





# RIC／耳掛け式







一覧に無い器種は、CXX6にてハイプロ・ノアリンクで接続

製品名 	タイプ	使用ソフト	使用インターフェース					備考/▲について
			ハイプロ 	ノアリンク 	コネックスリンク 	コネックスエアー 	ノアリンクワイヤレス (エアリンク2) 	
Nx 7/5/3	電池	CXX 8	●	●			●	
	充電						●	
	Pure10		●	●				
	CROS		●	●			●	
primax 7/5/3/2/1	電池	CXX 8	●	●	●	●		
	充電		●	●	●	●		1pxに充電はありません
	13BT		●	●			●	
	Ace		●	●				
	CROS							CROSは調整器に繋ぎません
binax 7/5/3	電池	CXX 8	●	●	●	●		
	Ace		●	●				
micon 7/5/3	電池	CXX 8	●	●	●	●		
	Ace		●	●				
Orion2	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Orion Plus RIC	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Orion	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Sirion 2	電池	CXX 8	▲	▲				SPIはプログラミングシューが必要
Sirion	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Intuis3	電池	CXX 8	▲	▲				SP・PIはプログラミングシューが必要
Intuis2	電池	CXX 8	▲	▲				SPIはプログラミングシューが必要
Prompt	電池	CXX 8	▲	▲				MPIはプログラミングシューが必要
Fun	電池	-						PC調整不可
Teneo HP, M	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Octiv P, SP	電池	CXX 8	●	●	●	●		
XCEL 701/501/301	電池	Cxx6	●	●	●			
101 XCEL	電池	Cxx6	●	●				
701/501/301	電池	Cxx6	●	●	●			
101	電池	Cxx6	●	●				

2018年6月現在

# 耳穴式

一覧に無い器種は、CXX6にてハイプロ・ノアリンクで接続

製品名 	タイプ	使用ソフト	使用インターフェース					備考/▲について
			ハイプロ 	ノアリンク 	コネックスリンク 	コネックスエアー 	ノアリンクワイヤレス (エアリンク2) 	
Nx 7/5/3	CIC	CXX 8	●	●				
	IIC					●		
primax 7/5/3/2/1	LS/COOL CT/MC	CXX 8	●	●	▲	▲		▲: ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
binax 7/5/3	LS/COOL CT/MC	CXX 8	●	●	▲	▲		▲: ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
micon 7/5/3	LS/COOL CT/MC	CXX 8	●	●	▲	▲		▲: ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
Orion2	LS/COOL CT/MC	CXX 8	●	●	▲	▲		▲: ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
Orion	LS/COOL CT/MC	CXX 8	●	●	▲	▲		▲: ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
Sirion2	LS/COOL CT/MC/CIC	CXX 8	●	●				
Sirion	LS/COOL CT/MC/CIC	CXX 8	●	●				
Intuis3	LS/CT MC/CIC	CXX 8	●	●				
Intuis2	LS/CT MC/CIC	CXX 8	●	●				
XCEL 701/501/301	LS/Cool/CT/ MC	Cxx6	●	●	▲			▲: ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC//Eclipse		●	●				
101 XCEL	LS/CT MC/CIC/CoolEZ	Cxx6	●	●				
701/501/301	LS/Cool/ CT/MC/CIC/MotionEZ	Cxx6	●	●	▲			▲: ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
101	LS/CT MC/CIC/CoolEZ/Moti onEZ	Cxx6	●	●				

2018年6月現在