







RIC／耳かけ型

2018年9月現在







一覧に無い器種は、CXX6にてハイプロ・ノアリンクで接続

製品名 	タイプ	使用ソフト	使用インターフェース					備考/▲について
			ハイプロ 	ノアリンク 	コネックスリンク 	コネックスエアー 	ノアリンクワイヤレス (エアリンク2) 	
Styletto 7/5/3	充電	CXX 8				●		
Nx 7/5/3	電池	CXX 8	●	●			●	
	充電						●	
	Pure 10		●	●				
primax 7/5/3/2/1	CROS		●	●			●	
	電池	CXX 8	●	●	●	●		1pxに充電はありません
	充電		●	●	●	●		
	13BT		●	●			●	
Ace	●		●					
binax 7/5/3	CROS							CROSは調整器に繋ぎません
	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Ace	●		●					
micon 7/5/3	電池	CXX 8	●	●	●	●		
	Ace		●	●				
Orion2	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Orion Plus RIC	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Orion	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Sirion 2	電池	CXX 8	▲	▲				SPはプログラミングシューが必要
Sirion	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Intuis3	電池	CXX 8	▲	▲				SP・PIはプログラミングシューが必要
Intuis2	電池	CXX 8	▲	▲				SPはプログラミングシューが必要
Prompt	電池	CXX 8	▲	▲				MPIはプログラミングシューが必要
Fun	電池	-						PC調整不可
Teneo HP, M	電池	CXX 8	●	●	●	●		
Octiv P, SP	電池	CXX 8	●	●	●	●		
XCEL 701/501/301	電池	Cxx6	●	●	●			
101 XCEL	電池	Cxx6	●	●				
701/501/301	電池	Cxx6	●	●	●			
101	電池	Cxx6	●	●				

耳あな型

2018年9月現在

一覧に無い器種は、CXX6にてハイプロ・ノアリンクで接続

製品名 	タイプ	使用ソフト	使用インターフェース					備考/▲について
			ハイプロ 	ノアリンク 	コネックスリンク 	コネックスエアー 	ノアリンクワイヤレス (エアリンク2) 	
Nx 7/5/3	CIC	CXX 8	●	●		▲		▲:ノンワイヤレス仕様は接続不可
	IIC					●		
primax 7/5/3/2/1	LS/COOL CT/MC	CXX 8	●	●	▲	▲		▲:ノンワイヤレス仕様は接続不可
	CIC		●	●				
binax 7/5/3	LS/COOL CT/MC	CXX 8	●	●	▲	▲		▲:ノンワイヤレス仕様は接続不可
	CIC		●	●				
micon 7/5/3	LS/COOL CT/MC	CXX 8	●	●	▲	▲		▲:ノンワイヤレス仕様は接続不可
	CIC		●	●				
Orion2	LS/COOL CT/MC	CXX 8	●	●	▲	▲		▲:ノンワイヤレス仕様は接続不可
	CIC		●	●				
Orion	LS/COOL CT/MC	CXX 8	●	●	▲	▲		▲:ノンワイヤレス仕様は接続不可
	CIC		●	●				
Sirion2	LS/COOL CT/MC/CIC	CXX 8	●	●				
Sirion	LS/COOL CT/MC/CIC	CXX 8	●	●				
Intuis3	LS/CT MC/CIC	CXX 8	●	●				
Intuis2	LS/CT MC/CIC	CXX 8	●	●				
XCEL 701/501/301	LS/Cool/CT/ MC	Cxx6	●	●	▲			▲:ノンワイヤレス仕様は接続不可
	CIC//Eclipse		●	●				
101 XCEL	LS/CT MC/CIC/CoolEZ	Cxx6	●	●				
701/501/301	LS/Cool/ CT/MC/CIC/MotionEZ	Cxx6	●	●	▲			▲:ノンワイヤレス仕様は接続不可
	CIC		●	●				
101	LS/CT MC/CIC/CoolEZ/MotionEZ	Cxx6	●	●				

プログラマーの最新ファームウェアバージョン

2018年9月現在

	ハイプロUSB	ノアリンク	コネックスリンク	コネックスエアー	ノアリンクワイヤレス (エアリンク2)
					
最新ファームウェアVer.	3.00 (HIPRO USB 1) 4.01 (HIPRO USB 2)	1.55.03	4.0	1.2	2.18 ※HIMSA Webページに書き込みできる ファームウェアファイルはあり
確認方法	HI-PRO Configuration 	NOAlink properties 	[ユーザー設定画面内]  プログラマー ConnexLinkのファームウェアバージョン ○ ConnexLink v3.5 © ConnexLink v4.0	[ユーザー設定画面内] ConnexAirへアリンクツール  プログラマー ConnexAirへアリンク ConnexAirへアリンクツールを見る	2018年9月現在、HIMSAからメン テナンスのためのツールは用意さ れてません。 したがって、ユーザーから定期的 にファームウェアを確認するた めの手段も必要も現在のところはあ りません。