

シーズン2 まとめの問題

Sivantos K.K. MKT Dept - ATG



問題 1

Q：国内における年間の補聴器販売台数と購入平均金額について、正しいのはどれでしょうか。

- ①集計上、2019年は613,089台と、2年続けて60万台以上の販売台数となった。
- ②JapanTrakは4年に1度、発表されている。
- ③1台15万円という平均購入金額は、シグニア製品でみると1クラスと2クラスの間程度の価格帯と考えられる。

Q：2 Nxにある機能について正しいものはどれでしょうか。

- ①16バンドアダプティブ指向性があり、最大16個の雑音をそれぞれ同時に追いかけて抑制する。
- ②サウンドスムージングは自動車や掃除機のようなブーンという周囲の雑音を感じ取り、静かにする。
- ③自分の声を録音することで、装用中に自分の声は増幅を抑え、他の声や音は大きくすることができる。

問題 3

Q：5 Nxにある機能について正しいものはどれでしょうか。

- ①クロスを片方につけ、もう片方に補聴器をつけることで、補聴器で拾った音をクロスに飛ばし、より聞こえを向上させることができる。
- ②後ろからの声にフォーカスすることで、車いすや運転中の聞き取りを改善することができる。
- ③12kHzまで入出力するので音が豊かになる。音楽がお好きな方に向いている。

Q：ストリームラインTVについて、正しいものはどれでしょうか。

- ①赤外線により、ダイレクトに補聴器に音情報を飛ばすことができ、マイクで拾うよりもクリアに聞こえる。
- ②テレビに接続する際、テレビ側の音声出力端子にコードをつなぐ。
- ③ストリームラインTVと補聴器のペアリングの際、USBでPCに接続し、Connexx上でプログラムを作成する。

問題 5

Q：購入後1年で耳あな型補聴器を落としてしまい、シェル破損と内部音響部品も故障した場合、修理費用として正しいものはどれでしょうか。

- ①保証期間内なので0円
- ②音響部品の24,000円のみ
- ③音響部品の24,000円とシェル作成30,000円の合計54,000円

Saslušanje Kuuloaisti Dzirdēšana Luistert Girdėti Kusikia Pagusisa
 Ouvir 聞こえる การได้ยิน Α κ ο υ ε ι Beharkje *Pendengaran*
 Hören Écouter Escuta **Slušanje** Dëgjim Pagpamati Ajkouv w Lşitme
 :ndMNwg Nghe Shrabon Mengadili **Oïda** Ma\$muw Escuchar
 Ho'olono Paglilitis Quii
 رسيدگی بمحاكمه Ascolta **Hearing** Tusraaruq С л у х
 С л у х а н н я Shuna Hoor Lyssna
 Høre GEHER 듣는다 Siutit Escucha
 جلسة استماع Sunna AH-JAH
 Ya? Ya?nə? १. सु नना linii 聽 **Thinh Giac** Kuulamine
 Aūd Avhør WYŚLUCHANIE Pandinig VĚ VESHIN
 Mendengar Shmie 听 Otahe Ч у в а м **Dověďet se** Shoona شنوایی, سامعه, استماع