

Signia Xperienceシリーズの ご案内 クイズ

2020/8



1. Xセンサーについて

- Q1:Xセンサーは2つのセンサーから成り立っています。その1つであるモーションセンサーは何を感知するセンサーでしょうか？
 - ①補聴器の落下・紛失
 - ②装用者の動き
 - ③耳に付いた・外した

1. Xセンサーについて

- Q2:Xシリーズは何シーン自動対応でしょうか？
 - ① 9 シーン
 - ② 1 0 0 シーン
 - ③ 4 0 0 シーン

2. Nxとの違いについて

- Q3:Xで声が浮き立つ仕組みは何でしょうか？
 - ①雑音抑制
 - ②雑音抑制＋ハウリング抑制
 - ③雑音抑制＋ハウリング抑制＋内部ノイズ低減

3. Signia Charge&Go Xについて

- Q4:Charge&Goについて正しいのはどれでしょうか？
 - ①フル充電での使用可能時間は23時間とNxよりも2時間伸びた。
 - ②フタ付き充電器ではLEDの充電残量表示がなくなった。
 - ③本体にプログラムボタンとボリュームのロッカースイッチ両方がある。

4. Styletto Xについて

- Q5:Styletto Xのレシーバーについて正しいのはどれでしょうか？
 - ①レシーバー交換はできない。
 - ②レシーバーはS/M/Pが使用可能。
 - ③HPレシーバーも使用可能。
 - ④レシーバーの長さは2のみ

4. Styletto Xについて

- Q6:Styletto Xについて正しいのはどれでしょうか？
 - ①Qi規格の充電器に対応している。
 - ②micro USB Type-Bに対応した。
 - ③調整はハイプロやノアリンク等、有線で行う。
 - ④どのクラスも3色展開である。

5. 価格・保証について

- Q7:Xシリーズの紛失保証で正しいものは？
 - ①7X,5Xが2年
 - ②7X,5Xが2年、3Xが1年
 - ③7X,5X,3Xとも2年

6. Connexx試聴、基礎について

- Q8:Xシリーズの試聴時におすすめの設定はどれでしょうか？
 - ①クローズ、X fit、標準100%
 - ②クローズ、X fit、弱め85%
 - ③オープン、NAL2、弱め85%

6. Connexx試聴、基礎について

- Q9:Xセンサーを「集中」の方向へ動かすと何がどう変わる？
 - ①ビーム指向性が働き話に集中できる。
 - ②雑音抑制が強くなって話に集中できる。
 - ③Xセンサーが速く効いて話に集中できる。

7. 形状について

- Q10:Nxでは両耳が必要だったのにXのCharge&Goで片耳でできるようになったことは？
 - ①ボリューム操作
 - ②OVP（自声処理）
 - ③ビーム指向性